


ZERO ROCK

NEW!

Il primo gesso extra duro per implantoprotesi con espansione 0 %



Trasferimento perfetto della situazione della bocca al modello master così come a tutti i modelli moncone con l'espansione dello 0%.

Agevole esposizione della linea di preparazione con perfetta stabilità del bordo.

Zero Rock è uno speciale gesso super duro senza espansione per tutti i modelli moncone e completi. Ottimizzato per impianti a campata ampia e ponti.

Rapporto di miscelazione	21 ml : 100 g.
Tempo di miscelazione (mech)	60 s.
Tempo di lavorazione	appr. 8 minuti
Tempo di presa	appr. 15 minuti
Durezza 24 h	> 280 N/mm ²
Durezza 30/60 min.	appr. 180/250 N/mm ²
Lunghezza d'onda SLA	405 nm
Espansione (secondo DIN)	0,00 %

conf. 5 kg. col. caramel cod.: ZRRCR5
conf. 5 kg. col. cashmere cod.: ZRRCS5

5 KG. € 33,80

VANTAGGI

- **La consistenza tissotropica rende più facile la colatura.**
- **La durezza finale ideale per la lavorazione.**
- **Espansione 0.00 % ti assicura il risultato più preciso**

**Regolarità imbattibile
per tutti i modelli di
precisione**