

# SPRAY PER OCCLUSIONE/3D

## OCCLUSAL SPRAY

Per contrassegnare i punti di contatto durante il montaggio o l'inserimento di protesi nel laboratorio odontotecnico o nello studio odontoiatrico. Film pigmentato colorato facile da dosare, completamente rimovibile con acqua.

**Flacone da: 75 ml**

Senza CFC

Colore: verde, rosso, bianco

**€ 8,99**

colore bianco cod.: CSPB  
colore rosso cod.: CSPR  
colore verde cod.: CSPV



## SCAN SPRAY

Scan Spray rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di scansione 3D, ottimizzando il processo CAD/CAM.

Permette una sostanziale economia di tempo e costi per gli utilizzatori, ponendosi in una posizione di prestigio nei materiali per scansione.

Forma una copertura bianca opaca che riduce i riflessi e le inomogeneità, migliorando così le condizioni di scansione.

Contrariamente agli spray tradizionali, che lasciano residui di pigmento, Scan Spray non contiene biossido di titanio, salvaguarda la salute e non sporca l'ambiente circostante, basta con noiose pulizie dell'attrezzatura di laboratorio.

- fedeltà ai dettagli e aspetto originale di bordi e superfici
- per oggetti lucidi, riflettenti o molto scuri
- preciso e facile da dosare
- miglioramento del conteggio dei poligoni nel modello 3D
- immediatamente aderente ed asciutto
- strato di pigmento bianco opaco 2-5 µm
- molto facile da pulire o lavare

**Flacone da: 200 ml.**

**€ 24,90**

cod.: SCSP



**TiO<sub>2</sub>  
FREE**